

Ceinture lombaire chauffante - massante

En résumé

- Souple et confortable
- Ajustable
- Soulage les douleurs par la chaleur
- 5 intensités de massage par vibration
- 5 niveaux de température
- Jusqu'à 4 heures d'autonomie



Entretien



Lavage à la main,
avec une éponge humide



Pas de sèche-linge,
javel ou nettoyage à sec



Ne pas tordre pour éviter
d'endommager les systèmes
de chauffe

Composition

- 100% néoprène

Propriétés

- Poids : 65g
- Batterie: lithium polymère 7,4V 3000mAh, (charger avec un adaptateur secteur USB 220 Volt en 2A/5V)
- Normes CE, EMC

